

IMPREDIS *SOFT*

Disinfettante detergente pronto all'uso anche schiumogeno

Dispositivo Medico CE 0476 Classe IIa

CND: D020199 Numero d'iscrizione al Repertorio: 1561335

Composizione:	Clorexidina digluconato g 0,10 Didecildimetilammonio cloruro g 0,14 Agente detergente, protettivo, schiumogeno e acqua depurata q.b. a g 100
Aspetto:	Liquido limpido incolore
Profumazione	Nessuna
pH:	6,00 - 8,00
Biodegradabilità:	Oltre il 90%
Confezione:	Flacone da lt 1 in cartone da 12 pz + 2 pistole spruzzatrici anche schiumogene
Proprietà e Vantaggi:	<p>Azione disinfettante</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'associazione fra un moderno sale quaternari d'ammonio e la clorexidina garantisce in modo rapido un ampio spettro d'azione nei confronti di batteri gram+ e gram-, lieviti e virus, inclusi virus HIV (aids), HBV e HBC (epatite B e C), Adenovirus. Efficace sui batteri in 5', sui funghi (lieviti)(C. albicans) in 5', tubercolicida in 15'. <p>Azione detergente</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMPREDIS SOFT esercita anche un delicato effetto detergente sui materiali trattati. <p>Assenza di alcool, profumi e ingredienti irritanti/sensibilizzanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPREDIS SOFT non contiene alcool ed è pertanto indicato per superfici e materiali delicati non compatibili con l'alcool. Non è profumato (i profumi possono provocare reazioni allergiche) né irritante.
Indicazioni d'uso:	<ul style="list-style-type: none"> • IMPREDIS è una soluzione pronta all'uso, idonea alla disinfezione di superfici, piani di lavoro, lettini, riuniti in studi dentistici, case di riposo ed istituti privati. IMPREDIS SOFT è indicato in odontoiatria e podologia per la disinfezione di superfici plastiche, in plexiglas e in skai. Indicato per tutti i materiali incompatibili con l'alcool. ▪ IMPREDIS va usato con getto normale o schiumogeno (quando si voglia esercitare anche una maggiore azione detergente e ridurre l'inalazione del prodotto erogato per gli operatori/pazienti). Utilizzare panni in TNT per distribuire la soluzione vaporizzata.

Informazioni riservate a personale qualificato