

# DERMAGEL PLUS



## GEL DISINFETTANTE MANI SENZA RISCIACQUO

- Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 20570
- Disinfettante ad azione antimicrobica
- Con il 76% di alcol



Dermagel Plus è un preparato in gel disinfettante ad azione antimicrobica per la frizione igienica delle mani. Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel, con il 76% di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz'acqua, per tutte le situazioni quotidiane in cui si desidera disinfettare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

**COMPOSIZIONE:** 100 g di prodotto contengono: Alcool Etilico 76.7 g, viscosizzanti, emollienti, altri co-formulanti ed acqua q.b. a 100 g. Composizione: poliacrilati < 5%. Contiene: disinfettanti.

Conforme alle **Norme EN:** 1276, 1500, 1650, 12791, 13624, 13727, 14476.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

**DERMAGEL PLUS****MODALITÀ D'USO**

Versare una sufficiente quantità di prodotto che permetta di strofinare le mani per almeno 60 secondi. Strofinare sino a completa evaporazione. Il prodotto si utilizza senz'acqua.

Formato 5 L: può essere anche utilizzato per il riempimento dell'apposito Dispenser elettronico, ordinando separatamente il DISPENSER CARE GEL REFILL NO TOUCH (Cod. 860320) o la PIANTANA CON DISPENSER NO TOUCH. Per creare la piantana completa occorrono:

- DISPENSER CARE GEL REFILL NO TOUCH (Cod. 860320): Dispenser elettronico no touch a riempimento.
- TELESCOPIC STAND FOR DISPENSER NO TOUCH (Cod. 860321): Colonnina telescopica con base circolare e pannello in metallo.
- DRIP PAN FOR DISPENSER NO TOUCH (Cod. 860322): Accessorio salvagoccia per evitare fuoriuscite di prodotto sul pavimento.

**DILUIZIONE**

Pronto all'uso.

**DATI TECNICI**

**ASPETTO:** Gel limpido

**COLORE:** Incolore

**PROFUMO:** Tecnico

**COV:** 81,75%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
6,5 ± 0,5	76%	0.85 - 0.87	n.a.	12500 ± 2500 cps	n.a.

**AVVERTENZE**

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere gli occhi. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare in luogo fresco. Non ingerire.



PERICOLO



ATTENZIONE

## DERMAGEL PLUS

### NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.**

### PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5668	ml 500	12	12x4=48
5669	L 5	4	9x4=36